



REATOR **OXITEST** **TESTE ACELERADO** **DE OXIDAÇÃO**



**CONEXÃO COM
A NUVEM**




**CÂMARAS DE
TITÂNIO**



**FÁCIL PREPARO
DE AMOSTRA**

A INOVADORA SOLUÇÃO DA VELP PARA **ESTUDOS DE VIDA DE PRATELEIRA**, BASEADO NA DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE INDUÇÃO (PI) COM PRESSÃO E TEMPERATURA CONTROLADAS. **TESTE ACELERADO DE ESTABILIDADE OXIDATIVA EM ALIMENTOS, ÓLEOS E GORDURAS.**



- DISPENSA REAGENTES PERIGOSOS;
- BASEADO NO MÉTODO ASTM D942.

- ESTIMATIVA DE **TEMPO DE VIDA DE PRATELEIRA**;
- TESTES DE **REPETIBILIDADE** DO PI DA MESMA AMOSTRA.
- TESTE DE **FRESCOR** DE DIFERENTES LOTES DE AMOSTRA;
- COMPARAÇÃO ENTRE **DIFERENTES FORMULAÇÕES**;
- COMPARAÇÃO ENTRE **DIFERENTES EMBALAGENS**;
- DETERMINAÇÃO DE VARIAÇÃO DO PI DURANTE UM PERÍODO DE TEMPO PRÉ-DETERMINADO.

