

SISTEMA RESPIROMÉTRICO PARA

ANÁLISE DE SOLOS

SYSTEM 6

A solução versátil, confiável e habilitada para gerenciamento em nuvem, projetada para testes de degradação aeróbica em solo e composto.



standardlab

SOLUÇÕES RELACIONADAS

SISTEMA RESPIROMÉTRICO PARA **DBO**



A solução compacta, confiável com gerenciamento em nuvem para determinação de DBO e testes respirométricos aeróbicos.

SISTEMA RESPIROMÉTRICO PARA **BIODEGRADABILIDADE DE PLÁSTICO**



A solução versátil, confiável e compatível com gerenciamento em nuvem, projetada para realizar testes de degradação aeróbica e determinar o grau de biodegradabilidade de materiais plásticos em meio aquoso.

SISTEMA RESPIROMÉTRICO PARA **BMP**



A solução versátil, confiável e compatível com a nuvem, projetada para estudos de respiração anaeróbica, como o Potencial Bioquímico de Metano (BMP) da biomassa.

SYSTEM 6

O sistema RESPIROMÉTRICO para análise de solos foi projetado para realizar testes de degradação aeróbica em solo e composto. A análise fornece resultados da respiração microbiana do solo a partir da mineralização de substâncias orgânicas. Uma das principais aplicações destes testes está relacionada aos processos de detecção e monitoramento durante descontaminações e limpezas.

Leitura dos resultados em valores de Pressão (milibar).

Faixa de pressão: 500 ÷ 2.000 mbar (hPa).

O display LED brilhante com 4 dígitos e a longa duração da bateria são diferenciais destes sensores.

Já o painel de configuração é intuitivo e facilita a configuração da análise.



CONEXÃO SEM FIO: DATABOX™ E RESPIROSOFT™

Os estudos respirométricos duram dias ou até meses. Para auxiliar neste fluxo, o equipamento transmite as informações da análise diretamente para o PC, **permitindo o monitoramento em tempo real da curva** a partir do software RESPIROSoft™.

- Curva de análise em tempo real
- Informações importantes exibidas
- Monitoramento de bateria de sensores
- Métodos pré-instalados
- Relatórios de teste personalizados
- Comparação de resultados
- Também é possível, dependendo dos requisitos da sua aplicação, definir diferentes intervalos de tempo de amostragem



O DataBox™ está incluído nos sistemas juntamente com o Software RESPIROSoft™ e permite a transmissão de dados sem fio do Sensor RESPIROMÉTRICO para o PC. O DataBox™ armazena resultados para até 48 Sensores RESPIROMETRICOS (8 sistemas).

CONEXÃO ERMES VELP



Conectar o sistema RESPIROMÉTRICO à plataforma de gerenciamento em nuvem, o [VELP Ermes Cloud](#) desonera o usuário de tarefas tediosas, aumentando a produtividade do seu laboratório.

- Visualize em tempo real a sua análise com gráfico, em qualquer lugar, a partir de PC, Tablet e Smartphone;
- Condições de trabalho do instrumento em tempo real;
- Suporte aprimorado a aplicativos e serviços;
- Acesse o banco de dados da análise a qualquer hora e em qualquer lugar;
- Crie e compartilhe relatórios de análise em vários formatos.
- Notificações imediatas e alertas com base nas suas configurações (na plataforma e no email).



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS...

NÚMERO DE SENSORES POR SISTEMA:	6
DISPLAY DO SENSOR:	4 DÍGITOS LED
MEDIÇÃO:	SENSOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO
TIPOLOGIA DE TESTE:	PRESSÃO
VARIAÇÃO DE PRESSÃO:	500 ÷ 2.000 MBAR (HPA)
VOLUME DA GARRAFA:	1000ML
CAPACIDADE DE CONEXÃO DO DATABOX:	ATÉ 48 SENSORES REPIROMÉTRICOS
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DATABOX:	USB/PLUGUE
CONECTIVIDADE:	ERMES VIA WI-FI / RESPIROSOFT™ VIA USB
TEMPO DE AMOSTRAGEM:	DE 10MIN A 48H DEPENDENDO DA DURAÇÃO TOTAL DO TESTE
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DE 1 A 180 DIAS
ARMAZENAMENTO DE DADOS:	NO SENSOR, BANCO DE DADOS RESPIROSOFT™, ERMES CLOUD
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO SENSOR:	TECNOPLÍMERO
DIMENSÕES DO SENSOR (LXAXP):	50X70X70MM
POTÊNCIA DO SENSOR:	2 W
TIPO DE BATERIA DO SENSOR:	CR2430
PESO:	80G SENSOR
CLASSE DE SEGURANÇA:	CEI/EN61010-1
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP 54-EN 60529
REFERÊNCIAS OFICIAIS:	BS EN ISO 16072 / QUALIDADE DO SOLO - MÉTODOS LABORATORIAIS PARA DETERMINAÇÃO DA RESPIRAÇÃO MICROBIANA DO SOLO

ACESSÓRIOS INCLUSOS, RECOMENDADOS E OPCIONAIS

INCLUSOS

F102B0153 x 6

Sensor RESPIROMÉTRICO (x6)

A00000402 x 1 (incluso na versão com databox)

RESPIROSoft e Wireless DataBox

A00000418 x 6

Kit para análise respirométrica de solo (x6)

OPCIONAIS



A00000136

Pastilhas de calibração, 10und/caixa



A00000135

Sensor check



E00010012

Conexão ERMES VELP 1 ano



E00010036

Conexão ERMES VELP 3 anos

NOTAS, APLICAÇÕES TÉCNICAS E VÍDEOS



APLICAÇÃO TÉCNICA

DETERMINAÇÃO DA RESPIRAÇÃO MICROBIANA DO SOLO COM SISTEMA DE SENSOR RESPIROMÉTRICO PARA ANÁLISE DE SOLO



**OU CLIQUE AQUI
E FALE COM UM CONSULTOR
PELO WHATSAPP**



SERVIÇO & SUPORTE

■ Instalações ■ Manutenção preventiva ■ Ajuda e suporte remotos

Os produtos da VELP Scientifica são fabricados com materiais de altíssima qualidade para garantir o melhor desempenho, máxima segurança e maior vida útil. A manutenção adequada e regular é recomendada para garantir o mais alto desempenho do instrumento analítico. Por fim, a equipe de assistência técnica da Instrulab foi treinada em fábrica e autorizados pelo fabricante. Contamos com amplo estoque de peças e consumíveis para prestar manutenções de forma ágil e reduzir o tempo de parada dos equipamentos.

FABRICADOS NA ITÁLIA / REPRESENTANTE OFICIAL

Telefone & WhatsApp (51) 3346-1466
contato@standardlab.com.br | www.standardlab.com.br

nossas redes: @standardlabrs

